

**Att tänka på vid insändande av prover inom kalvpaketet**  
**För tillförlitliga analysresultat behöver analysen utföras inom rätt tid och**  
**proverna vara av god kvalitet, korrekt provtagning, förvaring och transport.**

	Undersökning	Hur ska proverna förvaras innan de kan skickas?	När ska proverna senast skickas in? (om nära helg se sista kolumnen)	Kan proverna tas på en torsdag eller fredag?
<b>Träckprov</b>	<i>E. coli</i> F5	Kyl 4°C	Så snart som möjligt (inom ett dygn)	<b>NEJ.</b> Bör ej tas torsdag eller fredag
	<i>Cryptosporidium</i>	Kyl 4°C <b>(Får ej frysa)</b>	Så snart som möjligt (inom ett dygn)	JA. Sparas i kyl över helgen och skickas måndag
	Rotavirus	Kyl 4°C	Så snart som möjligt (inom ett dygn)	JA. Sparas i kyl över helgen och skickas måndag
	<i>Eimeria</i> (Koccidier)	Kyl 4°C <b>(Får ej frysa)</b>	Så snart som möjligt (inom ett dygn)	JA. Sparas i kyl över helgen och skickas måndag
	Salmonella	Kyl 4°C	Så snart som möjligt (inom ett dygn)	<b>NEJ.</b> Bör ej tas torsdag eller fredag
	Coronavirus (PCR)	Kyl 4°C	Skickas samma dag som provtagning	<b>NEJ.</b> Bör ej tas torsdag eller fredag
<b>Nässvabb (e-svabb)</b>	RS-virus (PCR)	Kyl 4°C	Skickas samma dag som provtagning	<b>NEJ.</b> Bör ej tas torsdag eller fredag
	Bakteriologi	Kyl 4°C	Så snart som möjligt (inom ett dygn)	<b>NEJ.</b> Bör ej tas torsdag eller fredag
	<i>Mycoplasma bovis</i> (PCR)	Kyl 4°C	Skickas samma dag som provtagning	<b>NEJ.</b> Bör ej tas torsdag eller fredag
<b>Blodprover se nästa sida</b>				

## Att tänka på vid insändande av prover inom kalvpaketet

**För tillförlitliga analysresultat behöver analysen utföras inom rätt tid och proverna vara av god kvalitet, korrekt provtagning, förvaring och transport.**

	Undersökning	Hur ska proverna förvaras innan de kan skickas?	När ska proverna senast skickas in? (om nära helg se sista kolumnen)	Kan proverna tas på en torsdag eller fredag?
<b>Blodprov</b>	Totalprotein	Kyl 4°C (helblod) eller frys (serum)	Så snart som möjligt (inom ett dygn)	JA. Kan även skickas på torsdagar eller fredagar.
	Lungmask	Kyl 4°C (helblod) eller frys (serum)	Så snart som möjligt (inom ett dygn)	JA. Sparas i kyl eller frys över helgen och skickas måndag
	Selen	Kyl 4°C (EDTA eller heparinrör)	Så snart som möjligt (inom ett dygn)	JA. Sparas i kyl över helgen och skickas måndag

### PACKA OCH SKICKA PROVER

Förpackningen ska bestå av

- Tätt primärkärl, till exempel glas- eller plaströr med tätslutande lock.
- Ett absorberande material som har förmåga att suga upp hela provvolymen.
- En tät och skyddande sekundärförpackning, till exempel skyddshylsa.
- Skyddande ytterförpackning.

Läs mer här:

<https://www.sva.se/analyser-och-produkter/skicka-in-prover-och-djurkroppar#packa-prover>

Du kan även beställa propåsar på SVA:s webbplats, se länken ovan.

### POSTEN

Postnord skriver på sin webbplats att brev kommer fram inom två vardagar vilket vi har räknat med här. Ingen tömning av brevlådor sker på söndagar sedan 1 juli 2019.